

## **CoolPack Mini gute Besserung in 4 Sprachen**

Artikelnummer 6115 01000

Kältekompresses zur Anwendung bei Entzündungen, Schwellungen, Nasenbluten, Zahnschmerzen und Insektenstichen.

Vor der Anwendung in ein Tuch einschlagen.

Im Gefrierfach aufbewahren, damit coolPack mini jederzeit einsetzbar ist.

Nicht zur Erwärmung in der Mikrowelle geeignet!

Anwendung bei Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen.